长度和密度的测量实验 报告

专业<u>工科试验班</u> 姓名<u>史峰源</u> 学号 <u>2412526</u> 分组及座号 <u>H-12</u> 实验日期 周二上午

长度和密度的测量实验报告

1 实验目的

- 1. 了解米尺、游标卡尺、螺旋测微器的测量原理和使用方法。
- 2. 掌握电子天平的结构原理、操作规程、使用及维护方法。
- 3. 熟悉仪器的读数规则及有效数字运算法则。
- 4. 了解密度的基本测定方法。
- 5. 掌握用流体静力称衡法测定不规则物体密度的原理和方法。
- 6. 掌握直接测量、间接测量的数据处理方法及测量不确定度估计方法。

2 仪器用具

米尺、游标卡尺、半空心有机圆柱体、螺旋测微仪、小钢球、电子天平、烧杯、铁架台、牛角扣、细绳、温度计。

3 实验内容

- 1. 用米尺测量实验桌的宽度 1(测四组数据,分别为:同一位置同一起点,不同位置同一起点,同一位置不同起点,不同位置不同起点,每组测量四次)
 - **2.** 用游标卡尺测半空心有机圆柱体的外径 D_1 ,内径 D_2 ,高 H_1 ,深 H_2 ,(各四次)并计算其体积;
 - 3. 用螺旋测微器在小钢球不同位置测量其直径共六次,并计算其体积;
 - 4. 用流体静力称衡法测定牛角扣的密度。
 - (1) 使用前准备: 把天平放在平稳使用前准管稳台面上,水平仪气泡调节至中央,开机预热 1-5 分钟;
 - (2) 将电子天平读数归零,把待测物体放到秤盘中央,待读数稳定后读数;
 - (3) 用电子天平称量牛角扣的质量;
 - (4) 用电子天平称量装满水的烧杯质量,记录;
- (5) 将系有绳子的牛角扣完全浸没在烧杯里的水中并且保持绳子不松弛,牛角扣不触碰杯壁和杯底,把绳子系在铁架台上,待平稳后记录电子天平视重;
 - (6) 把牛角扣拿出并擦干,重复以上步骤,测三次,记录数据。


4 实验原理

4.1 米尺

米尺的量程大多为 0-1000.0mm, 分度值 1.0mm, 估读到 0.00cm, 在测量时, 应该让待测物断面在两眼连线的垂直平分线上, 养成两只眼睛读数的习惯。

本实验中要测量四组数据,分别为同一位置同一起点,不同位置同一起点,同一位置不同起点,不同位置不同起点,每组数据测量四次。

4.2 游标卡尺



如图是游标卡尺,游标卡尺可以提高测量精度,不同测量抓可以测量外径,内径,深度,高度等物理量。不同游标卡尺有不同分度值与测量精度。本实验中使用的是 50 分度的游标卡尺,读数时需要遵循以下步骤:

- 1、看游标尺总刻度确定精确定度(10分度、20分度、50分度的精确度)
- 2、读出游标尺零刻度线左侧的主尺整毫米数(X);
- 3、找出游标尺与主尺刻度线"正对"的位置,并在游标尺上读出对齐线到零刻度线的小格数(n)(不要估读);
- 4、按读数公式读出测量值。读数公式=主尺读数(X)+游标尺读数(nx) 精确度)


注意如果小数点后面的数字是 0,不能省略。

注意测量开始前要查看零刻度线是否对齐,如果不对齐需要减去对应误差。

本实验中要用游标卡尺的不同测量爪测量半空心圆柱体的外径 D_1 , 内径 D_2 , 高度 H_1 , 深度 H_2 , 并利用公式 $V = \frac{\pi}{4}(D_1^2H_1 - D_2^2H_2)$ 计算半空体圆柱体的体积。

4.3 螺旋测微器

螺旋测微器(又叫千分尺)是比游标卡尺更精密的测量长度的工具,用它测长度可以准确到0.01mm,测量范围为几个厘米。




螺旋测微器是利用螺旋进退来测量长度的仪器,具有更高的测量精度,本实验使用的螺旋测微器量程为 25mm,分度值 0.01mm,极限误差为 0.004mm,读数时应遵循以下步骤:

- **1**. 使用螺旋测微器测量物体之前,应先记录零点读数 x_0 。这是因为当转动棘轮使测微螺杆与顶砧刚接触时,微分筒的端面的读数应为 **0.000mm**,否则就应该记录初始读数,也就是零点读数,以便对测量值进行修正
- 2. 在测定待测物时,先读出主尺的毫米数,再读出可动刻度(估读)
- 3. 读数值为 xx(mm), 小数点后要有三位有效数字
- 4. 最后的测量值=读数值-零点读数

本实验要使用螺旋测微器在钢球不同位置的三互垂方向测量直径 D 六次,然后用公式 $V=\frac{4}{3}\pi(\frac{D}{2})^3=\frac{\pi D^3}{6}$ 计算小球体积。

4.4 流体静力称衡法

对于形状规则的物体: 用电子天平测量质量 m,再测出体积 V,物体的密度为 $\rho_0 = \frac{m_0}{V}$ 。 对于形状不规则的物体: 无法直接测量出体积,可以利用流体静力称衡法测量其体积。 若空气中牛角扣的质量为 m_0 ,加水的烧杯质量为 m_1 ,将牛角扣浸没在水中后总质量为 m_2 。



对整体进行受力分析:

$$T + N = T + m_2 g = (m_0 + m_1)g$$
(1)

对牛角扣进行受力分析:

$$T + F = T + \rho g V = m_0 g \tag{2}$$

两式相减得到:

$$m_2 g - \rho g V = m_1 g \tag{3}$$

联立得到牛角扣的密度:

$$\rho_0 = \frac{m_0}{m_2 - m_1} \rho \tag{4}$$

5 数据处理

注:各个部分均有表格,表格均已在表头或标签处备注了单位。

5.1 用米尺测量实验桌的宽度

第一组数据的计算:

$$\bar{l} = \frac{\sum_{i=1}^{4} l_i}{4} = \frac{69.96 + 69.97 + 69.98 + 69.96}{4} = 69.968 \text{ (cm)}$$

表 1: 用米尺测定实验桌的宽度 l 单位: $(\times 10^{-2} \, \text{m})$

次数 i	l_1		l	l_2		l_3				l_4		
/\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	l_{1i}	s_{l1i}	l_{2i}	s_{l2i}	起点	终点	l_{3i}	s_{l3i}	起点	终点	l_{4i}	s_{l4i}
1	69.96	0.01	69.97	0.009	1.00	70.96	69.96	0.015	3.00	72.98	69.98	0.012
2	69.97	$s_{\overline{l_1}}$	69.96	$s_{\overline{l_2}}$	2.00	72.01	70.01	$s_{\overline{l_3}}$	4.00	73.96	69.96	$s_{\overline{l_4}}$
3	69.98	0.005	69.99	0.0045	3.00	72.99	69.99	0.008	5.00	74.99	69.99	0.006
4	69.96	u_{al_1}	69.98	u_{al_2}	4.00	73.96	69.96	u_{al_3}	6.00	75.98	69.98	u_{al_4}
平均	69.968	0.006	69.975	0.005		/	69.980	0.01		/	69.978	0.007
u_{lj}	0.008 0.008		08	0.012				0.009				

单位:
$$(\times 10^{-2} \text{ m})$$
; 允差: $\Delta_l = \frac{0.01}{\sqrt{3}} cm$;

$$\begin{split} s_{l_1} &= \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (l_i - \bar{l})^2}{n-1}} = \sqrt{\frac{(69.96 - 69.968)^2 + (69.97 - 69.968)^2 + (69.98 - 69.968)^2 + (69.96 - 69.968)^2}{3}} \\ &= \sqrt{0.000092} \approx 0.01 \text{(cm)} \\ s_{\bar{l}1} &= \frac{s_{l_1}}{\sqrt{n}} = \frac{0.01}{2} = 0.005 \text{(cm)} \\ u_{Al} &= t_{(p,\kappa)} s_{\bar{l}} = 1.20 \times 0.005 = 0.006 \text{(cm)} \\ u_{Bl} &= \frac{\epsilon_x}{\sqrt{3}} = 0.006 \text{(cm)} \\ u_l &= \sqrt{u_{Al}^2 + u_{Bl}^2} = \sqrt{0.006^2 + 0.006^2} = 0.0084 \approx 0.008 \text{(cm)} \end{split}$$

第二组数据的计算:

$$\bar{l} = \frac{\sum_{i=1}^{4} l_i}{4} = \frac{69.97 + 69.96 + 69.99 + 69.98}{4} = 69.975$$
 (cm)

 $l_1 = (69.968 \pm 0.008)$ cm

$$s_{l_2} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (l_i - \bar{l})^2}{n - 1}} = \sqrt{\frac{(69.97 - 69.975)^2 + (69.96 - 69.975)^2 + (69.99 - 69.975)^2 + (69.98 - 69.975)^2}{3}}$$

$$= \sqrt{0.00008333} \approx 0.009 (\text{cm})$$

$$s_{\bar{l}2} = \frac{s_{l_2}}{\sqrt{n}} = \frac{0.009}{2} = 0.0045 (\text{cm})$$

$$u_{Al} = t_{(p,\kappa)} s_{\bar{l}} = 1.20 \times 0.0045 = 0.005 (\text{cm})$$

$$u_{Bl} = \frac{\epsilon_x}{\sqrt{3}} = 0.006 (\text{cm})$$

$$u_l = \sqrt{u_{Al}^2 + u_{Bl}^2} = \sqrt{0.005^2 + 0.006^2} \approx 0.008 (\text{cm})$$

$$l_2 = (69.975 \pm 0.008)\,\mathrm{cm}$$

第三组数据的计算:

$$\bar{l} = \frac{\sum_{i=1}^{4} l_i}{4} = \frac{69.96 + 70.01 + 69.99 + 69.96}{4} = 69.980 \, \text{(cm)}$$

$$s_{l_3} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (l_i - \bar{l})^2}{n-1}} = \sqrt{\frac{(69.96 - 69.980)^2 + (70.01 - 69.980)^2 + (69.99 - 69.980)^2 + (69.96 - 69.980)^2}{3}}$$
$$= \sqrt{0.00022} \approx 0.015 \text{(cm)}$$

$$s_{ar{l}3}=rac{s_{l_3}}{\sqrt{n}}=rac{0.015}{2}=0.008$$
(cm)

$$u_{Al}=t_{(p,\kappa)}s_{ar{l}}=1.20\times0.008=0.01$$
 (cm)
$$u_{Bl}=\frac{\epsilon_x}{\sqrt{3}}=0.006$$
 (cm)
$$u_l=\sqrt{u_{Al}^2+u_{Bl}^2}=\sqrt{0.01^2+0.006^2}\approx0.012$$
 (cm)

$$l_3 = (69.980 \pm 0.012)$$
 cm

第四组数据的计算:

$$\bar{l} = \frac{\sum_{i=1}^4 l_i}{4} = \frac{69.98 + 69.96 + 69.99 + 69.98}{4} = 69.978 \, \text{(cm)}$$

$$s_{l_4} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (l_i - \bar{l})^2}{n-1}} = \sqrt{\frac{(69.98 - 69.978)^2 + (69.96 - 69.978)^2 + (69.99 - 69.978)^2 + (69.98 - 69.978)^2}{3}} = \sqrt{0.00015866} \approx 0.012 \text{(cm)}$$

$$s_{ar{l}4} = rac{s_{l_4}}{\sqrt{n}} = rac{0.012}{2} = 0.006$$
(cm)

$$u_{Al}=t_{(p,\kappa)}s_{ar{l}}=1.20\times0.006=0.007$$
 (cm)
$$u_{Bl}=\frac{\epsilon_x}{\sqrt{3}}=0.006$$
 (cm)
$$u_l=\sqrt{u_{Al}^2+u_{Bl}^2}=\sqrt{0.007^2+0.006^2}\approx0.009$$
 (cm)

$$l_4 = (69.978 \pm 0.009)$$
 cm

最终结果为:

$$l_1 = (69.968 \pm 0.008)$$
 cm $l_2 = (69.975 \pm 0.008)$ cm $l_3 = (69.980 \pm 0.012)$ cm $l_4 = (69.978 \pm 0.009)$ cm

次数	外径 D_1 /cm	s_{D1i}	内径 D_2 /cm	s_{D2i}	高度 H_1 /cm	s_{H1i}	深度 H ₂ /cm	s_{H2i}
1	2.998	0.0012	1.804	0.0012	3.000	0.0016	2.180	0.0020
2	3.000	$\overline{s_{D_1}}$	1.804	$\overline{s_{D_2}}$	3.002	$\overline{s_{H_1}}$	2.182	$\overline{s_{H_2}}$
3	3.000	0.0006	1.802	0.0006	3.000	0.0008	2.178	0.0010
4	2.998	u_{AD_1}	1.804	u_{AD_2}	2.998	u_{AH_1}	2.178	u_{AH_2}
平均	2.988	0.0007	1.802	0.0007	3.003	0.001	2.182	0.0020
u_x	0.0014		0.0014		0.0015	5	0.0017	

表 2: 测量数据及不确定度处理 (单位: cm)

5.2 测量半空心圆柱体样的体积

已知零点读数:
$$x_0=0.000\,\mathrm{cm}$$
 , $u_{Bx}=\frac{0.002}{\sqrt{3}}=0.001155\,\mathrm{cm}$

(1) 外径 D_1

$$\bar{D}_1 = \frac{2.998 + 3.000 + 3.000 + 2.998}{4} = 2.999 \text{ (cm)}$$

$$s_{D_{1i}} = \sqrt{\frac{(2.998 - 2.999)^2 + (3.000 - 2.999)^2 + (3.000 - 2.999)^2 + (2.998 - 2.999)^2}{3}}$$

$$= \sqrt{0.00000133} \approx 0.0012 \text{ (cm)}$$

$$s_{\bar{D}_1} = \frac{0.0012}{\sqrt{4}} = 0.0006 \text{ (cm)}$$

$$u_{A_{D_1}} = 1.20 \times 0.0006 = 0.0007 \text{ (cm)}$$

$$u_{B_{D_1}} = 0.001155 \text{ (cm)}$$

$$u_{D_1} = \sqrt{0.0007^2 + 0.001155^2} = 0.0014 \text{ (cm)}$$

(2) 内径 D_2

$$\bar{D}_2 = \frac{1.804 + 1.804 + 1.802 + 1.804}{4} = 1.804 \text{ (cm)}$$

$$s_{D_{2i}} = \sqrt{\frac{(1.804 - 1.804)^2 + (1.804 - 1.804)^2 + (1.802 - 1.804)^2 + (1.804 - 1.804)^2}{3}} = 0.0012 \text{ (cm)}$$

$$s_{\bar{D}_2} = \frac{0.0012}{\sqrt{4}} = 0.0006 \text{ (cm)}$$

$$u_{A_{D_2}} = 1.20 \times 0.0006 = 0.0007 \text{ (cm)}$$

$$u_{D_2} = \sqrt{0.0007^2 + 0.001155^2} = 0.0014 \text{ (cm)}$$

(3) 高度 H_1

$$\bar{H}_1 = \frac{3.000 + 3.002 + 3.0000 + 2.998}{4} = 3.000 \, \text{(cm)}$$

$$s_{H_{1i}} = \sqrt{\frac{(3.000 - 3.000)^2 + (3.002 - 3.000)^2 + (3.000 - 3.000)^2 + (2.998 - 3.000)^2}{3}} = 0.0016 \, \text{(cm)}$$

$$s_{\bar{H}_1} = \frac{0.0016}{\sqrt{4}} = 0.0008 \, \text{(cm)}$$

$$u_{A_{H_1}} = 1.20 \times 0.0008 = 0.001 \, \text{(cm)}$$

$$u_{H_1} = \sqrt{0.001^2 + 0.001155^2} = 0.0015 \, \text{(cm)}$$

(4) 深度 H_2

$$\bar{H}_2 = \frac{2.180 + 2.178 + 2.178 + 2.182}{4} = 2.180 \text{ (cm)}$$

$$s_{H_{2i}} = \sqrt{\frac{(2.180 - 2.180)^2 + (2.178 - 2.180)^2 + (2.178 - 2.180)^2 + (2.182 - 2.180)^2}{3}} = 0.0020 \text{ (cm)}$$

$$s_{\bar{H}_2} = \frac{0.0020}{\sqrt{4}} = 0.0010 \text{ (cm)}$$

$$u_{A_{H_2}} = 1.20 \times 0.0010 = 0.0012 \text{ (cm)}$$

$$u_{H_2} = \sqrt{0.0012^2 + 0.001155^2} = 0.0017 \text{ (cm)}$$

(5) 空心圆柱体体积及不确定度

$$\begin{split} \bar{V} &= \frac{\pi}{4} (D_1^2 H_1 - D_2^2 H_2) \\ &= \frac{\pi}{4} (2.999^2 \times 3.000 - 1.804^2 \times 2.180) \approx 15.61951 \, \text{(cm)}^3 \\ \\ u_V &= \frac{\pi}{4} \sqrt{(2D_1 H_1 u_{D_1})^2 + (D_1^2 u_{H_1})^2 + (2D_2 H_2 u_{D_2})^2 + (D_2^2 u_{H_2})^2} \end{split}$$

$$=\frac{\pi}{4}\sqrt{(2\times2.999\times3.000\times0.0014)^2+(2.999^2\times0.0015)^2+(2\times1.804\times2.180\times0.0014)^2+(1.804^2\times0.0017)^2}=0.024\,\mathrm{cm}^3$$
最终结果为:

$$V = (15.620 \pm 0.092) \, \text{cm}^3$$

次数 i	1	2	3	4	5	6	平均
三互垂方向 D_i (mm)	22.170	22.175	22.179	22.179	22.178	22.176	未修正零点 $\overline{D}'(mm)=22.1762$
$\overline{D}_i(mm)$			22.1	木形正令点 D (mm) = 22.1102			
s_{D_i}	0.0034	$s_{\overline{D}}$	0.0014	u_{aD}	0.0016	u_D	0.0017

表 3: 三互垂方向直径测量数据(单位: mm)

5.3 测量小钢球的体积

$$\overline{D} = \frac{\sum_{i=1}^{6} D_i}{6} = \frac{22.170 + 22.175 + 22.179 + 22.179 + 22.178 + 22.176}{6} = 22.1762 \, (\text{mm})$$

$$s_D = \sqrt{\frac{\sum (D_i - \overline{D})^2}{n - 1}} = \sqrt{\frac{(22.170 - 22.1762)^2 + \dots + (22.176 - 22.1762)^2}{5}} = 0.0034 \, (\text{mm})$$

$$s_{\overline{D}} = \frac{s_D}{\sqrt{n}} = \frac{0.0034}{\sqrt{6}} = 0.0014 \, (\text{mm})$$

$$u_{AD} = t_{p,k} \cdot s_{\overline{D}} = 1.11 \times 0.0014 = 0.0016 \, (\text{mm})$$

$$u_{BD} = \frac{0.001}{\sqrt{3}} = 0.000578 \, (\text{mm})$$

$$u_D = \sqrt{u_{AD}^2 + u_{BD}^2} = \sqrt{(0.0016)^2 + (0.000578)^2} = 0.0017 \, (\text{mm})$$

下面利用间接测量法的不确定度计算公式,来计算钢球体积的不确定度:

$$\overline{V} = \frac{\pi D^3}{6} = 5710.14587 \, (\text{mm})^3$$

$$u_V = \frac{\pi}{6}(3D^2u_D) = \frac{\pi}{6}(3 \times 22.1762 \times 22.1762 \times 0.0017) \approx 1.3 \, \text{(mm)}^3$$

因此,钢球体积的最终表达式为:

$$V = (5710.1 \pm 1.3) \, \text{mm}^3$$

5.4 测量牛角扣的密度

环境温度:
$$\theta_e = \frac{\theta_{e1} + \theta_{e2}}{2} = 22$$
°C 水温: $\theta = \frac{\theta_1 + \theta_2}{2} = 21$ °C 水的密度: $\rho_0 = 0.998943 g/cm^3$

求牛角扣的密度:

$$\rho_1 = \rho_0 \frac{m_{01}}{m_{21} - m_{11}} = \frac{4.83 \times 0.998943}{340.32 - 336.49} = 1.260(g/cm^3)$$

次数 i	$m_{0i}(\mathbf{g})$	$m_{1i}(\mathbf{g})$	$m_{2i}(\mathbf{g})$
1	4.83	336.49	340.29
2	4.84	306.01	309.85
3	4.83	285.77	289.63

表 4: 质量测量数据(单位:10⁻³kg)

$$\rho_2 = \rho_0 \frac{m_{02}}{m_{22} - m_{12}} = \frac{4.84 \times 0.998943}{309.85 - 306.01} = 1.259(g/cm^3)$$

$$\rho_3 = \rho_0 \frac{m_{03}}{m_{23} - m_{13}} = \frac{4.83 \times 0.998943}{289.63 - 285.77} = 1.250(g/cm^3)$$

结果表达式: $\rho=\frac{1.260+1.259+1.250}{3}=1.256(g/cm^3)$

6 实验结论

实验桌的长度:

$$l_1 = (69.968 \pm 0.008)$$
 cm

$$l_2 = (69.975 \pm 0.008)$$
 cm

$$l_3 = (69.980 \pm 0.012)$$
 cm

$$l_4 = (69.978 \pm 0.009)$$
 cm

半空圆柱体的体积:

$$V = (15.620 \pm 0.092) \, \text{cm}^3$$

小钢球的体积:

$$V = (5710.1 \pm 1.3) \, \text{mm}^3$$

牛角扣的密度:

$$\rho = \frac{1.260 + 1.259 + 1.250}{3} = 1.256 (g/cm^3)$$

7 实验思考题

问题一: 一把钢尺在二十摄氏度时标度,若在负二十摄氏度时测得某物体长度为 1000.0mm, 膨胀系数为 $\beta=1.2\times10^{-5\circ}C^{-1}$, 问: (1)由膨胀引入的系统误差是否需要修正(2)写出该物体长度的结果表达式

答: 1) 需要修正。系统误差是由测量工具(钢尺)的热膨胀规律变化引起的,会使测量结果偏离真实值,因此必须修正以提高测量准确性,如果不修正,会有明显误差

(2) 根据线膨胀公式 $L=L_0(1+\beta\Delta T)$,其中 $\Delta T=-20-20=-40^{\circ}C\beta=1.2\times10^{-5}\,^{\circ}C^{-1}$ 。测量值 $L_{|||}=1000.0\,\mathrm{mm}$,由于钢尺在 $-20^{\circ}C$ 时收缩,真实长度 $L_{||}$ 与测量值关系为: $L_{|||}=\frac{L_{|||}}{1+\beta\Delta T}$ 利用近似公式 $\frac{1}{1+x}\approx 1-xxx=\beta\Delta T=1.2\times10^{-5}\times(-40)=-4.8\times10^{-4}$,则:

 $L_{\rm \c j} \approx L_{\rm \c ||}(1-\beta\Delta T) = 1000.0 \times [1-(-4.8\times 10^{-4})] = 1000.0 \times (1+4.8\times 10^{-4}) = 1000.48\,{\rm mm} \approx 1000.5\,{\rm mm}$ 故物体长度结果表达式为 $L=1000.5\,{\rm mm}$ 。

问题二:对于测定不规则形状物体的体积,为何不利用量简通过排水法直接测量物体排开水的体积,而用静力称衡法?哪个精度较高?原因是什么?

答:对于不规则形状的物体,其体积一般不能直接测量,而排水法是一种常用的间接测量方法,其原理是阿基米德原理。静力称衡法也是通过测量浮力来间接求得物体体积的,这种方法测量物体的质量,因此可以求得物体的密度.两种方法相比,静力称衡法需要测量的物理量较多,因此误差也较大,但这种方法可以同时求得物体的质量和密度,因此有其独特的优点。就误差方面而言:两种方法相比,排水法精度较高.因为排水法只需要测量一次排开水的体积,而静力称衡法需要测量物体的质量和视重,测量次数多,误差较大

8 分析总结

本实验实验时我们要熟练使用实验仪器,掌握不同测量仪器的使用,读数方法,只有这样才能得到准确的结果,测量时也要保持细心,认真测量,认真记录实验数据。

本实验除了数值的测量外,最后对于结果的处理也非常重要,我们要熟练掌握不同不确定度的计算方法,保留小数位数,有效数字的方法,只有这样才能够更好地完成实验。

通过本次实验,我深入了解了螺旋测微器和游标卡尺的结构特点和使用技巧,学会了如何正确、快速地使用这两种工具进行长度测量。我深入理解了阿基米德原理及其在测量密度中的应用,对流体静力学有了更深刻的认识。本次实验不仅让我学会了使用流体静力学测量密度的方法,还让我对密度的概念有了更直观的理解。