直流双臂电桥实验报告

专业<u>工科试验班</u> 姓名<u>史峰源</u> 学号 <u>2412526</u> 分组及座号 <u>H-12</u> 实验日期 周二上午

双臂电桥实验报告

1 实验目的

- 1. 了解低电阻的结构特点
- 2. 掌握双臂电桥测量低电阻的原理和方法


2 仪器用具

 $R_1, R'_1(1000\Omega, 0.1)$, 六旋钮电阻箱两只(**0.1** 级), 标准低阻(0.001 Ω , 准确到 **0.05%**), 待测黄铜棍, 不锈钢棍和 **A1** 棍各一条, 限流电阻, 直流稳压电源, 电流计, 压触开关, 螺旋测微器。

FB3081 型电流数显微电流计,比例臂电阻四个 $(10\Omega,100\Omega,100\Omega,1000\Omega)$,电阻箱,待测电阻两个,直流电源

3 实验原理

- 1. 适用范围: 直流双臂电桥适用于测量较小的电阻, 如 QJ44 型直流双臂的测量范围: $(0.1m\Omega-11\Omega)$
- 2. 四端法:



可以看出,使用图 1 的电路进行测量,在电阻体上 Y,Y' 两个点焊出两个接头再与微安表相连接,这样可以保证微安表所连接两点之间的阻值正好为 Y,Y' 之间的阻值,又 A,B,P,P' 四个点的接触电阻和的 AY,BY' 接线电阻都分给了微安表,保证了分流的精确。由于电阻被做成了四个接头,故称作"四端结构"。

• 3. 推导测量公式: 在电路中, 由基尔霍夫定律, 可以得到:

$$I_1 R_1 = I_0 R_0 + I_1' R_1' \tag{1}$$

$$I_1 R_2 = I_0 R_x + I_1' R_2' \tag{2}$$

$$(I_0 - I_1')R_r = I_1'(R_1' + R_2')$$
(3)

(4)

整理可得:

$$R_1 R_x = R_2 R_0 + (R_2 R_1' - R_1 R_2') \frac{r}{R_r + R_1' + R_2'}$$
(5)

当电桥的平衡保证是在 $R_2R_1'-R_1R_2'=0$ 的情况下,则上式可化简为:


$$R_x = \frac{R_1}{R_2} R_0 \tag{6}$$

由此可知双臂电桥测量的平衡条件为:

$$\frac{R_2}{R_1} = \frac{R_2'}{R_1'} = \frac{R_x}{R_0} \tag{7}$$

本次实验使用同步调节比例臂电阻 R_2 , R_2' 的方法使电流计示数为零

• 4. 画出实验电路图



• 5. 双臂电桥灵敏度

电路平衡后可将 R_2,R_2' 同步调整 $\Delta R_2=\Delta R_2'$, 电流计示数改变为 ΔI 电桥灵敏度为:

$$S = \frac{\Delta I}{\Delta R_2 / R_2} \tag{8}$$

$$S = \frac{\Delta I}{\Delta R_2/R_2}$$
 (8)
$$S = \frac{\Delta I}{\Delta R_2/R_2} = \frac{\Delta I}{\Delta R_X/R_x}$$
 (9)

可以引入相对误差:

$$\frac{\Delta R_x}{R_x} = \frac{\Delta I}{S} \tag{10}$$

数据处理

4.1 铜棍电阻率的测量

• 1. 铜棍长度(两个电阻接头之间) $l = 461.5 \pm 0.3 mm$

$$u_l = u_{bl} = \frac{\Delta l}{\sqrt{3}} \approx 0.3 mm$$

• 2. 铜棍直径的测量

测量次数	第一次	第二次	第三次	第四次	第五次	平均值
测量数据(mm)	5.45	5.44	5.43	5.44	5.44	5.44

铜棍直径:

先计算不确定度:

$$U_{Ad} = \sigma_d = t_{(0.683,4)} s_d = 0.0095 mm$$
 (11)

$$U_{Bd} = \frac{\sigma_d}{\sqrt{3}} = 0.0058mm$$
 (12)

$$U_d = \sqrt{U_{Ad}^2 + U_{Bd}^2} = 0.0111mm ag{13}$$

因此铜棍的直径为 $d = (5.44 \pm 0.01)mm$

• 3. 调节电桥平衡

$$R_x = \frac{R_1}{R_2} R_0 {14}$$

$$S = \frac{\pi d^2}{4} \tag{15}$$

计算并填表得:

电桥状态	$R_2 = R_2'$	R_x	ΔR_2	Δl	S
数据	390.3	0.0004	20	3.0	23.24

 R_x 的不确定度为:

$$\rho_x = \sqrt{(1+k^2)(\rho_1^2 + \rho_2^2) + k^2({\rho_2'}^2 + {\rho_1'}^2) + \rho_0^2 + (\frac{\delta}{S})^2} \approx 0.0019$$
(16)

 R_x 的电阻为: $R_x = (3.9000 \pm 0.0077) \times 10^{-4} \Omega$

• 4. 计算电阻率

$$\rho = \frac{R_x S}{l} = \frac{R_x \pi d^2}{4l} \approx 1.965 \times 10^{-8}$$
 (17)

计算不确定度:

$$\frac{U_{\rho}}{\rho} = \sqrt{(\frac{U_R}{R})^2 + (2\frac{U_D}{D})^2 + (\frac{U_l}{l})^2}$$
 (18)

$$E = \frac{U_{\rho}}{\rho} \tag{19}$$

解得 E = 0.28%

最后计算得到:铜棍的电阻率为 $(1.965 \pm 0.005) \times 10^{-8}$

4.2 铝棍电阻率的测量

• 1. 棍长度(两个电阻接头之间) $l = 461.0 \pm 0.3 mm$

$$u_l = u_{bl} = \frac{\Delta l}{\sqrt{3}} \approx 0.3 mm$$

• 2. 铝棍直径的测量

测量次数	第一次	第二次	第三次	第四次	第五次	平均值
测量数据(mm)	5.39	5.40	5.41	5.41	5.39	5.40

铝棍直径:

先计算不确定度:

$$U_{Ad} = \sigma_d = t_{(0.683,4)} s_d = 0.005098 mm$$
 (20)

$$U_{Bd} = \frac{\delta_d}{\sqrt{3}} = 0.0058mm$$
 (21)

$$U_d = \sqrt{U_{Ad}^2 + U_{Bd}^2} = 0.0077mm \tag{22}$$

因此铝棍的直径为 $d = (5.40 \pm 0.01)mm$

• 3. 调节电桥平衡

$$R_x = \frac{R_1}{R_2} R_0 {23}$$

$$S = \frac{\pi d^2}{4} \tag{24}$$

计算并填表得:

电桥状态	$R_2 = R_2'$	R_x	ΔR_2	Δl	S
数据	939	0.0010	50	6.5	22.90

R_x 的不确定度为:

$$\rho_x = \sqrt{(1+k^2)(\rho_1^2 + \rho_2^2) + k^2({\rho_2'}^2 + {\rho_1'}^2) + \rho_0^2 + (\frac{\delta}{S})^2} \approx 0.0019$$
(25)

 R_x 的电阻为: $R_x = (10.00 \pm 0.02) \times 10^{-4} \Omega$

• 4. 计算电阻率

$$\rho = \frac{R_x S}{l} = \frac{R_x \pi d^2}{4l} \approx 4.96 \times 10^{-8}$$
 (26)

计算不确定度:

$$\frac{U_{\rho}}{\rho} = \sqrt{(\frac{U_R}{R})^2 + (2\frac{U_D}{D})^2 + (\frac{U_l}{l})^2}$$
 (27)

$$E = \frac{U_{\rho}}{\rho} \tag{28}$$

解得 E = 1.57%

最后计算得到: 铝棍的电阻率为 $(4.96 \pm 0.08) \times 10^{-8}$

4.3 铁棍电阻率的测量

• 1. 铁棍长度(两个电阻接头之间) $l = 461.0 \pm 0.3 mm$

$$u_l = u_{bl} = \frac{\Delta l}{\sqrt{3}} \approx 0.3 mm$$

• 2. 铁棍直径的测量

测量次数	第一次	第二次	第三次	第四次	第五次	平均值
测量数据(mm)	5.44	5.445	5.45	5.46	5.46	5.45

铁棍直径:

先计算不确定度:

$$U_{Ad} = \sigma_d = t_{(0.683,4)} s_d = 0.0045 mm$$
 (29)

$$U_{Bd} = \frac{\sigma_d}{\sqrt{3}} = 0.0058mm \tag{30}$$

$$U_d = \sqrt{U_{Ad}^2 + U_{Bd}^2} = 0.0073mm \tag{31}$$

因此铁棍的直径为 $d = (5.45 \pm 0.01)mm$

• 3. 调节电桥平衡

$$R_x = \frac{R_1}{R_2} R_0 {32}$$

$$S = \frac{\pi d^2}{4} \tag{33}$$

计算并填表得:

电桥状态	$R_2 = R_2'$	R_x	ΔR_2	Δl	S
数据	15900	0.0159	300	3.8	23.24

R_x 的不确定度为:

$$\rho_x = \sqrt{(1+k^2)(\rho_1^2 + \rho_2^2) + k^2({\rho_2'}^2 + {\rho_1'}^2) + \rho_0^2 + (\frac{\delta}{S})^2} \approx 0.0019$$
(34)

 R_x 的电阻为: $R_x=(159.0\pm0.3)\times10^{-4}\Omega$

• 4. 计算电阻率

$$\rho = \frac{R_x S}{l} = \frac{R_x \pi d^2}{4l} \approx 80.45 \times 10^{-8}$$
(35)

计算不确定度:

$$\frac{U_{\rho}}{\rho} = \sqrt{(\frac{U_R}{R})^2 + (2\frac{U_D}{D})^2 + (\frac{U_l}{l})^2}$$
 (36)

$$E = \frac{U_{\rho}}{\rho} \tag{37}$$


解得 E = 0.29%

最后计算得到: 铁棍的电阻率为 $(80.45 \pm 0.23) \times 10^{-8}$

5 实验分析谈论及思考题

在本实验中,我们利用直流双臂电桥(Kelvin 双臂电桥)测量低值电阻。实验过程中,影响测量精度的因素包括:电桥的平衡条件、接触电阻、以及仪器误差。本实验增强了对双臂电桥的理解,同时进一步提升了分析误差能力。

若均匀板状低阻上电流线的分布如图所示,那么在测低阻材料的电阻率时,应该测哪两条线之间的电阻?如选择不当,测出的电阻率偏大还是偏小?



答: 应该测 BC 之间的电阻; 若选择不当, 测出的电阻率偏小。

6 分析总结

通过本次实验,我深入理解了直流双臂电桥测量电阻的基本原理和应用,并在实际操作过程中体会到该方法的优势与局限性。

此次的电路连接速度较快,但更大的问题在于误差分析,计算以及实验时如何分析处理不合理数据在未来的实验中,我需要进行理论分析与实际实践的结合,更好地完成实验